

# 产品使用说明书

## 【功能原理】

本品采用环保保温材料，配有高效储能冰板，维持盒内冷藏温度。使用前需冷冻储能冰板，如无冷冻设备，也可以将储能冰板放冷水中降温后使用。经典款通过液晶屏显示盒内温度，智能款还可通过微信扫描二维码进入小程序，手机查看近 7 天历史数据，同时可支持数据上传云端并可长期保存。

## 【主要结构】

本品由新型保温盒和储能冰板组成。保温盒外壳采用复合材料，防震结构设计；储能冰板采用高新技术研制而成的绿色环保型蓄能材料，能反复多次使用。

## 【产品参数】

外壳材质：复合材料

保温材质：EVA 保温材料

产品尺寸：218mm×108mm×68mm

质量：0.41kg

## 【适用范围】

主要适用于有低温冷藏需求的人士。如：宝妈携带母乳、糖尿病患者随身携带胰岛素针剂、商务外出人员携带眼药水、干扰素、生长激素、爱美人士携带高端化妆品、玻尿酸等。

## 【智能查温】

智能款冷藏盒可在液晶屏上显示盒内温度，也可通过扫描二维码，进入小程序查看近 7 天温度数据；支持数据上传云端可长期保存，经典款通过液晶屏显示盒内温度。

## 【使用方法】

方法一：2~8℃低温冷藏

使用前将储能冰板放置冰箱冷冻 6 到 8 小时，除母乳冷藏外，其它产品冷藏应用需将冷冻后储能冰板放在室温环境下释冷 15 分钟。在 30℃环境温度下，可控制盒内冷藏温度 5~8 小时。

方法二：阴凉保存

在没有冰箱冷冻储能冰板时，可将储能冰板浸泡冷水中降温后使用，可长时间维持盒内温度 10~20℃。

## 【注意事项】

1. 冷藏盒避免阳光直晒，放置在避光阴凉处保存。
2. 冷藏盒避免浸水，以免影响使用性能。
3. 如发现储能冰板泄露，请停止使用，建议更换新储能冰板。

## 【生产企业】

研发制造商：北京中集智冷科技有限公司

授权生产商：北京中集智冷科技有限公司

生产厂地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区天山国际 39 号

联系电话：010-83612390

公司网址：www.ccsc58.com